

チャリティプロレス開催



場所：プラザアピア静岡

〒422-8001 静岡県静岡市駿河区中吉田15-8

プロレスリングZERO1
チャリティ活動について

2009年以降、講演会やチャリティ試合など「プロレスの力」を信じて全国で活動を続けています。



活動内容
daiko-zero1.jp/
charity/



アンディ・ウー



ダンプ松本



将軍岡本



大谷晋二郎

日時：

2021年

3月20日 祝

午前9時開場・11時試合開始(全2試合)

入場無料

※入場方法は下記をご覧ください

元気ハツラツ～本当に強い人はイジメなんかしないし、何度でも立ち上がる！～
いじめ撲滅キッズ・プロレス教室 開催(10:30開始)

Withコロナ時代を応援 新型コロナウイルス抗原検査キット

ご入場者先着300名様にプレゼント

検査キット詳細は裏面をご覧ください

入場方法(当日の体調確認に関するご協力のお願い)

Step 1

「押忍デジタル入場パス」へ登録



左のQRコードまたはURLから、入場パスへアクセス&マイページ登録

<https://bit.ly/3kESRUW>

Step 2

当日朝に体調申告フォーム入力



押忍デジタル入場パスのマイページから、当日の朝に体調申告フォームを入力。

申告後、マイページに個人用QRコードが発行されます。

Step 3

個人用QRを係員が確認し入場



入場時に個人用QRコードを係員に提示してください。



ご来場中はマスク着用のご協力をお願いします。

<お問い合わせ>

株式会社ダイコー ZERO1

TEL:(03)6661-6961

東京都中央区日本橋茅場町1-7-5 6F

試合&最新情報

公式HP: z-1.co.jp



@ZERO1_Wrestling
#pwzero1

抗原検査キットと、他の検査方法との違い

抗原検査キットとは？

抗原検査キットとは、新型コロナウイルスの抗原があるかどうかを簡単に判定できる研究用試薬^{*1}の検査キットです。

新型コロナウイルス抗原検査は、唾液による検査になりますので痛いのが苦手な方にもおすすめです。

自宅で簡単に15分程度で判定出来るため、新型コロナウイルス抗原の検査方法として注目されています。

帰省や打ち合わせ、食事会の前など、大事な人と会う前に検査をすることが出来ます。

デメリットとしては、唾液からのウイルス量は鼻咽頭拭い液よりも少ないため、鼻咽頭拭い液を用いてPCR検査を行えば陽性と判定される人も、唾液を用いれば陰性と判定されることがあります。



痛くない
検査



判定まで
わずか15分^{*2}



自分で
簡単検査



正診率
98.1%



CEマーク
認証^{*3}

※1 本製品は日本厚生労働省に承認されていないため国内では研究用試薬となります。

※2 検査実施後30分以上経過した検査結果は無効です。

※3 CEマークは、商品がすべてのEU (欧州連合) 加盟国の基準を満たすものに付けられる基準適合マークです。EUの法律で定められた安全性能基準を満たすことで製品上にCEマークを表示することができます。

PCR・抗原・抗体検査の特徴

検査種類	PCR検査	抗原検査	抗体検査
検査目的	検査時点で感染しているかどうか判定	検査時点で感染しているかどうか判定	過去に感染したことがあるかどうか判定
調べる物	ウイルス遺伝子の有無を調べる	ウイルス特有のタンパク質を調べる	体内で増える抗体 (IgM/IgG) を調べる
検査する検体	鼻の奥の粘液や唾液を採取	鼻の奥の粘液や唾液を採取	血液 (採血)
精度 (感度)	70~80%	PCR検査の8割 (簡易キットの場合)	84~95% (簡易キットの場合)
判定時間	1~6時間	15~30分	15分程度


「抗原検査キット」厚生労働省の見解

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部により2021年1月22日に発行された「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 病原体検査の指針 (第3版)」では、新型コロナウイルスの抗原検査キットに関して、感染症状が見られる有症状者に対し、**発症初日から確定診断として有効であることを発表しており、診療・検査医療機関や、高齢者施設等で、積極的に活用することを推奨しています。**

検査キットのご購入はこちら

業界最安値に挑戦中! 
ダイコーマーケット

■業務用お問合わせ窓口

 0120-900-823 d-market.jp/lp/covid19-kit/

 support@daiko-holdings.co.jp

受付時間: 10:00~18:00 (土・日・祝日休み)





最短
即日発送

正診率
98.1%

NEW GENE 新型コロナウイルス抗原検査キット



CEマーク 認証^{*} ※ CEマークは、商品がすべてのEU (欧州連合) 加盟国の基準を満たすものに付けられる基準適合マークです。EUの法律で定められた安全性能基準を満たすことで製品上にCEマークを表示することができます。

業界最安値に挑戦中!

業務用ボリュームディスカウント有り
詳しくはご相談ください